



Servizio Medicina di Laboratorio
Responsabile Dott. ssa E. De Vecchi

MODALITA' DI RACCOLTA DELLE FECI PER RILEVAZIONE DI SANGUE OCCULTO

CONTENITORE

Richiedere l'apposito contenitore contenente il conservante al Punto Prelievi

Raccogliere le feci in un contenitore pulito ed asciutto oppure disporre uno strato di plastica all'interno del W.C. per trattenere le feci e permettere la raccolta del campione.

Svitare il tappo colorato del flaconcino, mantenendo il contenitore in posizione verticale per evitare la fuoriuscita del liquido presente.

Strisciare l'asticella (attaccata al tappo) più volte sulle feci, sia in orizzontale sia in verticale.

Inserire l'asticella nel contenitore, riavvitando il tappo.

Agitare vigorosamente.

Conservare in frigorifero (2-8°C) fino alla consegna al Punto Prelievi.

AVVERTENZE

In caso di prescrizione medica di Ricerca di Sangue Occulto nelle Feci su 3 campioni, la procedura sopra descritta va ripetuta per 3 giorni consecutivi. I campioni devono essere conservati in frigorifero fino alla loro consegna presso il Punto Prelievi.

Non raccogliere le feci durante il ciclo mestruale

Non inserire il tubo nell'ano

Tenere i flaconi fuori dalla portata dei bambini

Non entrare in contatto con il liquido contenuto nel flacone; in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua